

AUDACT Station



AUDACT Station

Der AUDACT Stativwagen umfasst einen kompletten, mobilen Diagnose-Arbeitsplatz, der unabhängig vom Standort des urodynamischen Messplatzes beliebig

- im Untersuchungsraum
 - in einem Nebenraum
 - am Empfang oder
 - hinter der röntgendichten Scheibe (Videourodynamik)
- positioniert werden kann.

AUDACT-Software – Versionen und Funktionen

		AUDACT Version		
		Easy	Pro	Video
Auswertungen	Flowmetrie	●	●	●
	Zystometrie	●	●	●
	ICS-Nomogramm	●	●	●
	Chess-Nomogramm	●	●	●
	Lineare PURR	●	●	●
	UDP-Auswertung	●	●	●
	Markerliste	●	●	●
	Valsalva LPP	●	●	●
	Clipper-Auswertung	●	●	●
	Statistik	-	●	●
	Rektomanometrie mit 3D-Sphinkter-Darstellung	-	●	●
	Intern. Prostata Symptom Score	-	●	●
	AUA Symptom Score	-	●	●
	Blasen-, Urethra-Winkel	-	-	●
	Biofeedback mit Animation für Kinder	-	○	○
Gerätesteuerung	Online-Kurven	-	●	●
	Online-Zugriff auf Messdaten	-	●	●
Import /Export	AUDIT-Messungen (Import)	●	●	●
	UROSOFT-Messungen (Import)	●	●	●
	ICS-Messungen (Import / Export)	●	●	●
	MS Excel (Export)	-	●	●
	CD-Writer	-	-	○
Schnittstellen	GDT	●	●	●
	HL7	-	○	○
Patientenverwaltung	Indexdatenbank	●	-	-
Administration	Patientendatenbank	-	●	●
	Terminplaner	-	●	●
	Inkontinenzfragebogen	-	●	●
	FlexDocSystem (benötigt MS Word*)	-	●	●
		●	enthalten	
*nicht im Lieferumfang		○	optional	
		-	nicht verfügbar	

Kombinierbare Mess-Systeme



Helix



Ellipse



Ellipse Chair



Conus

ANDROMEDA
medizinische Systeme GmbH
 Wallbergstraße 5
 D-82024 Taufkirchen/Potzham
 Germany
 Tel. +49 (0)89 / 614 156 0
 Fax +49 (0)89 / 614 156 11
 E-Mail: info@andromeda-ms.de
 www.andromeda-ms.de

MADE IN GERMANY  0123

